

## **Merkblatt BTV-Diagnostik**

### **Material:**

Antigennachweis	EDTA-Blut
Antikörpernachweis	Serum EDTA-Blut

### **Probentransport:**

Transport der Proben zusammen mit ausgefülltem Probenbegleitschein/ HIT-Untersuchungsauftrag an den jeweiligen LUA-Standort (gegebenenfalls über zuständiges Veterinäramt und den LUA-Kurier).

- LUA Sachsen, Standort Dresden, FG 3.2, Jägerstr. 8/10, 01099 Dresden
- LUA Sachsen, Standort Chemnitz, FG 3.4, Zschopauer Str. 87, 09111 Chemnitz
- LUA Sachsen, Standort Leipzig, FG 3.6, Bahnhofstr. 58-60, 04158 Leipzig

Das EDTA-Blut sollte im gekühlten (+ 4 °C) Zustand versendet werden.

### **Untersuchung:**

- Antigennachweis: über qRT-PCR, Dauer: 1-3 Werktage
- Antikörpernachweis: ELISA, Dauer: 1-3 Werktage

### **Hinweis:**

- Für die Abklärung weiterer anzeigepflichtiger Tierseuchen senden Sie uns bitte zusätzlich Gewebeproben und/oder Tupferproben bzw. nach Verendung den Tierkörper ein.
- In jedem Fall ist das zuständige LÜVA zu informieren.